

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Vasp (S157) Para Wb, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0001121



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Fosfo-VASP (S157) validado para WB y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la VASP fosforilada en S157, una proteína asociada a la actina fundamental en la remodelación del citoesqueleto, la agregación plaquetaria y la motilidad celular. Adecuado para investigación en biología vascular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-VASP-S157 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7408
ID de Gen	7408
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S157 de la VASP humana (NP_003361.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo