

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Vasp-S239 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0000769



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo detecta Fosfo-VASP-S239 (fosfoproteína estimulada por vasodilatadores). Validado para Western Blot, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de citoesqueleto y migración celular.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	Fosfo-VASP-S239 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S239
Especie	Humano
GeneID (humano)	7408
GeneID	7408
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido fosforilado sintético alrededor de S239 de VASP humano (NP_003361.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50552
Peso de proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo