

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Vegf Receptor 2-Y1175 Para Wb, Elisa - P35968

Número de artículo: CM0000760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Y1175 fosforilado de VEGFR2/KDR. Validado para Western blot y ELISA, reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de angiogénesis y señalización en cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175
Notas/Alias	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175
Especie	Humano
ID del Gen	3791
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1175 del VEGF Receptor 2 humano (NP_002244.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo