

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Receptor 2 De Vegf-Y1175 Para Wb - P35968

Número de artículo: CM0001159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el Receptor 2 de VEGF fosforilado en Y1175, validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de angiogénesis y señalización vascular. Reacciona con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Receptor 2 de VEGF-Y1175 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Fosfo-Receptor 2 de VEGF-Y1175
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3791
ID de Gen	3791
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1175 del Receptor 2 de VEGF humano (NP_002244.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo