


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vimentina Fosforilada S83 Para Wb, Elisa - P08670

Número de artículo: CM0001068



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a la vimentina fosforilada en la Ser83. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de rata. Detecta una banda de ~54 kDa. Adecuado para estudios sobre filamentos intermedios, migración celular y transición epitelial-mesenquimal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Phospho-Vimentin-S83
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7431
ID de gen	7431
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido fosforilado sintético alrededor de S83 de VIM humano (NP_003371.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08670
Peso proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo