

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Yap1-S127 Para Wb, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0001733



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para YAP1 fosforilado en la serina 127. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización Hippo y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-YAP1-S127 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; proteína asociada a Yes 1; Fosfo-YAP1-S127
Especie	Humano
GenelD (humano)	10413
GenelD	10413
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S127 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo