

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Yap1-S127 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0000970



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico para YAP1 (Ser127) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al coactivador transcripcional YAP1 de la vía de señalización Hippo, un regulador clave del tamaño de los órganos y la supresión de tumores. Adecuado para investigación oncológica y de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-YAP1-S127
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Fosfo-YAP1-S127
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10413
GenelD	10413
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S127 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo