

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yap1 Fosforilado S128 Para Wb - P46937

Número de artículo: CM0001469



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a YAP1 fosforilado en Ser128, un efector clave de la vía Hippo. Reacciona con muestras humanas y de ratón, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación sobre cáncer y tamaño de órganos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-YAP1 fosforilado S128
Notas / Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S128
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10413
ID del gen	10413
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del residuo S128 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46937
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo