

Pab De Conejo Anti-Fosfo-Ywhaz-S58 Para Wb E If/Icc - P63104

Número de artículo: CM0001098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta específicamente YWHAZ fosforilado en la serina 58. Adecuado para western blot e inmunofluorescencia en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-YWHAZ-S58
Notas / Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
Especie	Humana
ID del gen	7534
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63104
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo