


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phospho-Zap70-Y319 Para Wb, Ip, Elisa - P43403

Número de artículo: CM0001150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo (pAb) Phospho-ZAP70-Y319 validado para Western blot (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA en muestras humanas. Específico para el residuo Y319 fosforilado de ZAP70, una quinasa clave en la investigación de la señalización del receptor de células T y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Phospho-ZAP70-Y319
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7535
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y319 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo