


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43403/P43405

Número de artículo: CM0001591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce fosfo-Zap70 (Y319) y fosfo-Syk (Y352). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para la investigación de señalización de células T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7535
GeneID	7535/6850
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y319 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P43403/P43405
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo