


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Zap70 (Y493) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

Número de artículo: CM0001417



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra ZAP70 en la tirosina 493, validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización del receptor de células T y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-fosfo-ZAP70-Y493
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Fosfo-ZAP70-Y493
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7535
ID de gen	7535
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y493 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43403
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo