


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfolambán (PLN) Para Wb, Elisa - P26678

Número de artículo: CM0021750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Fosfolambán (PLN) humano para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Se dirige a un regulador clave de la homeostasis del calcio cardíaco y la contractilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLN Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5350
GeneID	5350
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-52 del PLN humano (NP_002658.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P26678
Peso Molecular de la Proteína	6 kDa
Envío	Bolsa de hielo