


Anticuerpo Monoclonal Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15162

Número de artículo: CM0008775



Introducción

mAb de conejo contra Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad en muestras humanas, de ratón y de rata, ideal para la investigación de la apoptosis y antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Observaciones/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Especie	Humana
GeneID (humano)	5359
GeneID	5359
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1 y 100 de Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) humana (NP_066928.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O15162
Peso molecular de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo