


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfolípido Scramblasa 1 (Plscr1) Para Wb Y Elisa - O15162

Número de artículo: CM0031052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Fosfolípido Scramblasa 1 (PLSCR1) humana. Validado para WB y ELISA; detecta una proteína de 35 kDa. Ideal para investigación en apoptosis, defensa viral y reorganización de fosfolípidos.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	Fosfolípido Scramblasa 1 (PLSCR1) pAb de conejo
Notas/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	5359
ID del Gen	5359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-318 de la Fosfolípido Scramblasa 1 (PLSCR1) humana (NP_066928.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15162
Peso Proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo