


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phox2B Para Wb Y Elisa - Q99453

Número de artículo: CM0027982



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-PHOX2B validado para WB y ELISA. Se dirige a PHOX2B humano, ratón y rata, un factor de transcripción esencial para el desarrollo de las neuronas autonómicas. Ideal para investigaciones en neurobiología, neuroblastoma y enfermedades del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHOX2B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 del PHOX2B humano (NP_003915.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99453
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo