


Anti-Phox2B Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Elisa - Q99453

Número de artículo: CM0022225



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Anti-PHOX2B para WB y ELISA detecta el PHOX2B humano y de ratón, un factor de transcripción crítico para el desarrollo de las neuronas noradrenérgicas. Ideal para la investigación de neuroblastoma y cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validated]PHOX2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	8929
GeneID	8929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-314 del PHOX2B humano (NP_003915.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99453
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo