


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phpt1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Nrx4

Número de artículo: CM0015869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHPT1 humano (fosfohistidina fosfatasa 1). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno: proteína recombinante. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PHPT1
Observaciones/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	29085
ID del gen	29085
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9NRX4
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo