

Anticuerpo Policlonal Anti-Phrf1 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9P1Y6

Número de artículo: CM0019626

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHRF1 humano (proteína 1 que contiene dominio dedo de zinc PHD y RING), validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de ~179 kDa, ideal para estudiar esta fosfoproteína que une metales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PHRF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	57661
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1350-1450 de PHRF1 humano (NP_001273512.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P1Y6
Peso Proteico	179kDa
Envío	Bolsa de hielo