

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-PI3 Kinasa P110 Alfa Para Wb, Ip, Elisa - P42336

Número de artículo: CM0007047



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la PI3 Kinasa p110 alfa humana (PIK3CA), validado para WB, IP y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD dirigidos a la vía de señalización PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PI3 Kinasa p110 alfa
Observaciones/Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTTC; PI3K-alfa; p110-alfa; PI3 Kinasa p110 alfa
Especie	Humano
GeneID (humano)	5290
GeneID	5290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 294-610 de la PI3 Kinasa p110 alfa humana (NP_006209.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42336
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo