

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Quinasa P110 Beta Para Wb Y Elisa - P42338

Número de artículo: CM0006525

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-PI3 Quinasa p110 beta validado para WB y ELISA, detecta humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT, el crecimiento celular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PI3 Quinasa p110 beta
Observaciones/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Quinasa p110 beta
Especies	Humano
GenelD (Humano)	5291
GenelD	5291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-600 de la PI3 Quinasa p110 beta humana (NP_006210.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42338
Peso Molecular de la Proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo