

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Quinasa P110 Beta Para Wb Y Elisa - P42338

Número de artículo: CM0003802

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la PI3 Quinasa p110 beta humana (PIK3CB, P42338) validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT, la biología de las plaquetas, la autofagia y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra PI3 Quinasa p110 beta
Observaciones/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Quinasa p110 beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5291
GeneID	5291
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la PI3 Quinasa p110 beta humana (NP_006210.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42338
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo