

Anticuerpo Policlonal Anti-Pi3 Quinasa P110 Delta Para Wb, Elisa - O00329

Número de artículo: CM0024282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PI3 Quinasa p110 delta humana (PIK3CD, O00329). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3 Kinasa p110 delta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinasa p110 delta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5293
GeneID	5293
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-300 de la PI3 Kinasa p110 delta humana (NP_005017.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00329
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo