

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Quinasa P110 Delta Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00329

Número de artículo: CM0002979



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la PI3 Quinasa p110 delta humana (O00329), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-PI3 Quinasa p110 delta
Observaciones/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Quinasa p110 delta
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	5293
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la PI3 Quinasa p110 delta humana (O00329).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00329
Peso Proteico	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo