

Anticuerpo Policlonal Anti-PI3 Kinase P85 Alpha Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

Número de artículo: CM0014208



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PI3 Kinase p85 alpha humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT y las vías metabólicas de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Especie	Humano
GeneID (humano)	5295
GeneID	5295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 de PI3 Kinase p85 alpha humana (NP_852556.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P27986
Peso molecular de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo