

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Quinasa P85 Alfa Para Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Número de artículo: CM0005565



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante de alta calidad contra PI3 Quinasa p85 alfa, validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la señalización PI3K/AKT y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra PI3 Quinasa p85 alfa
Observaciones/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Quinasa p85 alfa
Especie	Humano
ID del Gen	5295 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 240-380 de la PI3 Quinasa p85 alfa humana (NP_852664.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986
Peso Molecular de la Proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo