

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Kinase P85 Alfa Para Wb Y Elisa - P27986

Número de artículo: CM0005199



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a PI3 Kinase p85 alfa, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT, la respuesta a la insulina y las vías de los tirosina quinasas de receptor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3 Kinase p85 alfa mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alfa; p85-ALFA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5295
ID de Gen	5295
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo