

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pi3 Cinasa P85 Alfa/Beta Para Wb, Elisa - P27986 / O00459

Número de artículo: CM0007613



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PI3 cinasa p85 alfa y beta (PIK3R1/PIK3R2) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en especies humana y de ratón. Ideal para la investigación de la vía PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra PI3 cinasa p85 alfa/beta
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2; PI3 cinasa p85 alfa/beta
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5295/5296
ID del gen	5295/5296
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P27986/O00459
Peso de la proteína	42-54 kDa/81-84 kDa
Envío	Bolsa de hielo