

Anti-Pi3 Kinasa P85 Alfa/Beta Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

Número de artículo: CM0007528



Introducción

Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a PIK3R1/PIK3R2 (p85 alfa/beta). Óptimo para estudiar la señalización PI3K/AKT en investigación de cáncer, metabolismo y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3 Kinasa p85 alfa/beta Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2
Especie	Humano
ID de Gen	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintetizado derivado de la PI3 Kinasa p85 alfa/beta humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986/O00459
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Envío	Bolsa de hielo