


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pi3 Kinasa P85 Beta Para Wb, Elisa - O00459

Número de artículo: CM0012753



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PI3 Kinasa p85 beta, validado en WB y ELISA. Detecta p85 β humana y de rata (82 kDa). Ideal para la investigación sobre la señalización PI3K/AKT, el cáncer y las vías metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PI3 Kinasa p85 beta Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinasa p85 beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5296
GeneID	5296
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la PI3 Kinasa p85 beta humana (O00459).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O00459
Peso proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo