


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pi3 Kinase P85 Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00459

Número de artículo: CM0021029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PI3 Kinase p85 beta (PIK3R2), validado para WB, IHC-P, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Subunidad reguladora de PI3K, implicada en el crecimiento celular y la señalización. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3 Kinase p85 beta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5296
GeneID	5296
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-298 de la PI3 Kinase p85 beta humana (NP_005018.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00459
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo