


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-PI3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

Número de artículo: CM0028262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PI3 humano (Elafina, SKALP, ESI). Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigar la inhibición de la elastasa y enfermedades inflamatorias de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoína; PI3
Especie	Humano
ID del Gen	5266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-117 de PI3 humano (NP_002629.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19957
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo