

Anticuerpo Policlonal Anti-PI3K P85A/P55γ/P85B Para Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0023320



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a las subunidades reguladoras de PI3K p85α, p55γ y p85β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización por insulina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI3KP85α/P55γ/P85β pAb de conejo
Notas/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5295/5296/8503
ID de Gen	8503/5295/5296
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400 y 500 de PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 humano (NP_852664.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Molecular	42-54 kDa/81-84 kDa
Envío	Bolsa de hielo