


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-PI4K2B Para Wb, Elisa - Q8Tcg2

Número de artículo: CM0023528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PI4K2B humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce la fosfatidilinositol 4-quinasa tipo 2-beta, involucrada en la síntesis de PI4P y el tráfico vesicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PI4K2B Conejo pAb
Observaciones/Alias	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55300
ID del Gen	55300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de PI4K2B humano (NP_060793.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCG2
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo