


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pi4Ka Para Wb, If/Icc, Elisa - P42356

Número de artículo: CM0021971



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PI4KA humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta PI4KA humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización del fosfatidilinositol y la paraplejia espástica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PI4KA Rabbit pAb                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| ID del gen (humano) | 5297                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1780-1860 de PI4KA humano (P42356) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                             |
| SWISS               | P42356                                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 237 kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |