


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pias1 Para Wb Y Elisa - 075925

Número de artículo: CM0009810



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PIAS1 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reacciona con PIAS1 humano y de ratón, una ligasa E3 de SUMO de 72 kDa implicada en la regulación transcripcional y la reparación del ADN. Ideal para la investigación de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PIAS1
Observaciones/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8554
GeneID	8554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3-101 de PIAS1 humano (075925)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	075925
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo