


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pias1+Pias2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75925/O75928

Número de artículo: CM0012172



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce PIAS1 y PIAS2, apto para WB, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la SUMOilación, la señalización de STAT y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIAS1+PIAS2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DDXBP1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 552-651 de PIAS1+PIAS2 humano (O75925).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75925/O75928
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo