

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pias2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75928

Número de artículo: CM0024953



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIAS2 humana (E3 SUMO-proteína ligasa PIAS2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para el estudio de la sumoilación, regulación transcripcional y señalización de hormonas esteroideas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PIAS2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID genético         | 9063                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-621 de PIAS2 humana (NP_004662.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | O75928                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 68kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |