

Anticuerpo Policlonal Anti-Pias4 Para Wb, Elisa - Q8N2W9

Número de artículo: CM0027794

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIAS4 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre SUMOilación, regulación transcripcional y vías de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIAS4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
Especie	Humano
GeneID	51588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-260 de PIAS4 humano (NP_056981.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N2W9
Peso Molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo