

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pibf1 Para Wb, Elisa - Q8Wxw3

Número de artículo: CM0014820

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PIBF1 humano (CEP90), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigaciones de biología del centrosoma, ciliogénesis y respuesta inmune mediada por progesterona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Especie	Humano
ID de Gen	10464
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 598-757 del PIBF1 humano (NP_006337.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXW3
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo