

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pibf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxw3

Número de artículo: CM0026500

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIBF1 humano (PIBF/CEP90/JBTS33) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre ciliogénesis, señalización de progesterona e inmunología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIBF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10464
GenelD	10464
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PIBF1 humano (Q8WXW3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXW3
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo