


Anticuerpo Policlonal Anti-Pick1 Para Wb, Elisa - Q9Nrd5

Número de artículo: CM0015434



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-PICK1 de alta especificidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, dirigido a la PICK1 humana, una proteína implicada en la plasticidad sináptica y el tráfico de receptores. Ideal para investigación en neurociencia y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PICK1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9463
GeneID	9463
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-400 de la PICK1 humana (NP_036539.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NRD5
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo