


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pick1 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nrd5

Número de artículo: CM0017922



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PICK1, validado para IHC-P y ELISA. Adecuado para investigar el papel de la proteína de unión a PRKCA en la plasticidad sináptica y el tráfico de receptores en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PICK1
Observaciones/alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9463
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de PICK1 humana (NP_036539.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NRD5
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo