

Anticuerpo Policlonal Anti-Pid1 Para Wb, Ip, Elisa - Q7Z2X4

Número de artículo: CM0018412

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PID1 validado para WB, IP y ELISA. Detecta PID1 en muestras humanas, de ratón y rata. Proteína citoplasmática involucrada en la proliferación de preadipocitos, adecuada para investigación sobre obesidad y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PID1 pAb de conejo
Observaciones/Alías	PCLI1; NYGGF4; P-CLI1; HMFN2073; PID1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-248 de la PID1 humana (NP_060403.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z2X4
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo