


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pidd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Número de artículo: CM0025490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PIDD, validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Apunta a la proteína 1 del dominio de muerte inducida por p53, clave en las vías de respuesta al daño en el ADN y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIDD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LRDD; PIDD; MRT75
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55367
GeneID	55367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 de PIDD humana (NP_665893.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB75
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo