


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Piezo1 (Fam38A) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

Número de artículo: CM0026309



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIEZO1 (FAM38A), un componente de canal iónico mecanosensible. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación sobre tacto/dolor y vasculatura.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9780
GeneID	9780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2230-2420 de la proteína humana FAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92508
Peso de la proteína	287 kDa
Envío	Bolsa de hielo