


Anticuerpo Policlonal Anti-Piezo1/Fam38A Para Wb, Elisa - Q92508

Número de artículo: CM0029044



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el canal de iones mecanosensible PIEZO1 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre mecanotransducción, sensación táctil y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9780
GeneID	9780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1811-1952 de FAM38A/PIEZO1 humano (NP_001136336.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92508
Peso Proteico	287kDa
Envío	Bolsa de hielo