

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pif4 Para Wb Y Elisa - Q8W2F3

Número de artículo: CM0019368

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción PIF4 de Arabidopsis thaliana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigaciones sobre la señalización de fitocromos, la respuesta al estrés lumínico y térmico, y la termomorfogénesis vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIF4 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; factor 4 de interacción con el fitocromo; SRL2; PIF4
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID (humano)	818903
GeneID	818903
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de PIF4 de Arabidopsis thaliana (NP_565991.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8W2F3
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo