

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd27 Porcino Para Fc - L7Qhb1

Número de artículo: CM0011819

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 porcino conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el antígeno CD27 porcino, un receptor costimulador de punto de control inmunitario. Ideal para aplicaciones de investigación en células T, células NK y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD27 porcino
Especie	Cerdo
GeneID (Humano)	939
GeneID	100520023
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-180 del CD27 porcino (NP_001265692.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Cerdo
SWISS	L7QHB1
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo