

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pigm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Número de artículo: CM0024267

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PIGM humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de aproximadamente 49 kDa. Adecuado para la investigación sobre la biosíntesis de anclajes GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIGM pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GPI-MT-I; PIGM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	93183
GeneID	93183
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-96 del PIGM humano (NP_660150.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3S5
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo